



THE POWER OF LIGHT

Het LUME+ LED Therapy Mask brengt professionele lichttherapie rechtstreeks naar je dagelijkse routine. Samen met de Likami PLUS targeted serums haal je een krachtige skincare-tool in huis die collageen stimuleert, onzuiverheden aanpakt, roodheid kalmeert en je teint laat stralen.

Het LUME+ LED Therapy Mask gebruikt de kracht van fotobiomodulatie: een proces waarbij lichtgolven door de huid worden opgenomen en de natuurlijke herstelmechanismen van je cellen activeren. Het stimuleert celactiviteit, zonder de huid te beschadigen en zonder hersteltijd.

Wat doet LED-licht voor je huid ?

LED (Light Emitting Diode) zendt specifieke golflengten uit die door de huid worden geabsorbeerd. Elke kleur dringt door tot een andere diepte en triggert een gericht biologisch effect:

● Rood + nabij-IR (630–850 nm)

Activeert fibroblasten om collageen en elastine aan te maken.

Resultaat: stevigere huid, egalere textuur, vermindering van fijne lijntjes.

● Blauw (415 nm)

Werkt antibacterieel en pakt P. acnes-bacteriën aan.

Resultaat: zuiverdere huid, minder ontstekingen en een gereguleerde talgproductie.

● Geel (590 nm)

Vermindert roodheid en stimuleert microcirculatie.

Resultaat: kalmeert gevoelige huid en geeft een natuurlijke glow.



Waarom LUME+ ?

- Klinisch onderbouwd: gebaseerd op dezelfde lichttechnologie die dermatologen gebruiken
- Licht x serum = maximaal effect: gerichte lichtgolven versterken de werking van actieve ingrediënten
- Next-gen design: ultralicht (93 g), flexibel, hygiënisch en waterbestendig
- Comfort & resultaat: optimaal draagcomfort dankzij de LUME Layer Lift™ technologie, zichtbaar effect zonder hersteltijd

Quick start protocol

1. Prep

Reinig je huid grondig, verwijder make-up en breng een LED-compatibel Líkami PLUS serum aan dat aansluit bij je huidbehoefte.

Aanbevolen serums:

- Rood + nabij-IR: Firmness & Elasticity (stevigheid) | Hydration (herstel)
- Blauw: Anti-Acne (puistjes) | Even Skin Tone (egaliseren) | Hydration (barrière)
- Geel: Skin Redness (roodheid) | Even Skin Tone (teint) | Hydration (comfort)

(TIP: Gebruik producten met actieve zuren, retinol of andere sterk werkende serums niet vlak vóór je LED-sessie. Laat minstens 4-6 uur tussen.)

2. Select

Kies het lichtprogramma dat je serum ondersteunt:

Rood + nabij-IR → collageen • stevigheid • herstel

Blauw → acne • bacteriën • talg • onzuiverheden

Geel → roodheid • gevoeligheid • balans

3. Activate

Start de LED-sessie: 10-15 min, 3x per week om te starten.

Opbouwen tot 20-30 min. Max. 4-5 sessies/week.

Consistentie is belangrijker dan intensiteit.

4. Amplify

Sluit af met je favoriete skincare. Na LED staat je huid in ontvangstmodus: de doorbloeding is gestimuleerd en je huid neemt actieve ingrediënten extra goed op.

LED Behandelprotocol

Huidconditie	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Actieve acne	●	●	Rust	● + ● (kort)	●	Rust	●
Acne + ontsteking	●	Rust	●	●	Rust	●	●
Grote poriën / comedonen	●	●	Rust	●	●	Rust	●
Roodheid / rosacea	●	Rust	●	Rust	●	● + ● (kort)	Rust
Eczeem / seborroïsch eczeem	●	Rust	●	Rust	●	Rust	Rust
Kapotte huidbarrière / post-treatment	●	Rust	●	●	Rust	●	Rust
PIH / post-acne vlekken	●	Rust	●	Rust	●	Rust	●
Melasma	●	Rust	●	Rust	● (laag)	Rust	● (laag)
Anti-aging / textuur	●	●	Rust	●	●	Rust	●

Legende: ● Blauw • ● Geel • ● Rood + nabij-IR • Rust = geen LED

Belangrijk: ● Blauw vermijden bij eczeem, actieve barrière-schade en pigmentgevoeligheid. ● Geel is altijd de veiligste start bij gevoelige of reactieve huid. ● Rood enkel opschalen wanneer de huid rustig is.

Dit schema toont een voorbeeldweek. Rustdagen zijn bewust tussen de sessies geplaatst om overstimulatie te vermijden en het herstel te ondersteunen.

Bij twijfel, actieve huidaandoeningen of lopende medische behandelingen raden we aan eerst advies te vragen aan een arts of dermatoloog.



Let's glow together – smarter, softer, from home.



Follow and tag us

Instagram @likamiskincare

TikTok @likamiskincare

www.likami.com